



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Breast Engler Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Breast Engler Retractor

SKU RM-BER-OPT-1

\$139 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Breast Engler Retractor	光ファイバー束を統合した 65 × 12 mm ブレード
1	ユニバーサルライトケーブルフィッティング	標準的な手術室用ライトケーブルに接続
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Breast Engler Retractorは、美容および再建乳房手術において、優れたポケットの視覚化と穏やかな実質挙上を提供するために特別に設計された不可欠な照明付き外科用レトラクターです。統合された光ファイバー束を備えたこの器具は、外部ヘッドランプを必要とせずに、低温で影のない照明を乳腺下および大胸筋下の深層平面に直接照射し、暗い凹部を解消します。

繊細な乳房の解剖学的構造に合わせて構築されたこの Breast Engler Retractor 構成は、精密に作られた長さ 65 mm、幅 12 mm のブレードプロファイル (\$139) を特徴としています。その狭く細長い構造は、最小限の乳房下溝または乳輪周囲の切開部を容易に通過し、大胸筋フラップを持ち上げるための確実な機械的レバレッジを提供します。ユニバーサル光ファイバーコネクタは、標準的な手術室の光源ケーブルとシームレスに統合され、汎用性の高い臨床接続を保証します。

医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と、反射防止サテン仕上げの高透過率光学ガラスファイバーから作られた Retractor Maker は、Breast Engler Retractor を未滅菌の状態で保護パッケージに入れて提供します。オートクレーブに対応しており、美容外科、形成外科、および腫瘍乳房外科医に高い耐久性と術野の明瞭性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest