



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à doigts Lahey Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur à doigts Lahey Finger Retractor

SKU RM-LFR-12-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
1 dent / crochet simple	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Dents	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Griffes	RM-LFR-12-1-3	\$34

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Lahey Finger Retractor est un écarteur à râteau manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une élévation précise et antidérapante des lambeaux cutanés ainsi qu'une rétraction des tissus mous superficiels lors d'interventions mineures en chirurgie plastique, générale et de la main. Doté de griffes pointues et recourbées, cet instrument permet aux chirurgiens de saisir fermement les marges cutanées et sous-cutanées sans glissement ni écrasement des bords tissulaires délicats.

Conçu pour un contrôle manuel précis, ce Lahey Finger Retractor présente une longueur totale de 12 cm, offrant aux assistants opératoires un excellent retour tactile et une grande maniabilité dans les champs opératoires restreints. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité active intègre des griffes de type râteau à pointes acérées, disponibles en trois configurations : 1 griffe (profil à crochet simple, \$24), 2 griffes (\$29) et 3 griffes (\$34). Son manche plat ergonomique garantit un levier manuel sans fatigue lors de dissections complexes.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Lahey Finger Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitaliers, offrant aux cliniques de chirurgie plastique, de la main et de chirurgie générale du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest