



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Cobra

SKU RM-COBR-1

\$79 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Ponta Padrão — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Ponta Aguda Padrão — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Modelo Largo — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Pequeno Modificado — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Ponta Dupla — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Modelo Profundo — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Grande Modificado — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cobra é um instrumento cirúrgico ortopédico de elite, projetado especificamente para fornecer alavancagem óssea potente e estável e afastamento de tecidos moles profundos durante cirurgias de substituição total de quadril e reconstrução pélvica. Projetado com uma lâmina curva e alargada icônica, semelhante a uma naja, que se afila em uma ponta contornada, este instrumento se fixa com segurança sobre a borda acetabular ou o córtex femoral, deslocando grandes massas musculares para longe da articulação.

Construído para total adaptabilidade processual, a série de Afastadores Cobra é fabricada em sete configurações especializadas que abrangem comprimentos de 11.75 a 14.75 polegadas: Ponta Padrão (12", \$79), Padrão com Ponta Afiada (12", \$84), Largo (11.75", \$89), Pequeno Modificado (12.5", \$94), Ponta Dupla (14", \$99), Profundo (14.5", \$104) e Grande Modificado (14.75", \$109). Sua haste curva posiciona as mãos do

assistente com segurança fora do campo operatório, preservando a linha de visão direta durante o fresamento acetabular e a raspagem femoral.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Cobra para suportar imensa alavancagem mecânica sem entortar, proporcionando aos cirurgiões de trauma e substituição articular em todo o mundo uma durabilidade clínica inabalável.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)