



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Czerny à Double Extrémité

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Écarteur de Czerny à Double Extrémité

**SKU** RM-CRDE-CZ-1

**\$44 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION                       | SKU / DÉTAILS                                                | PRIX (USD) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Écarteur de Czerny à Double Extrémité | Longueur totale 17.5 cm, lames à double extrémité 38 x 22 mm | \$44       |
| Étui / Boîte de protection            | Emballage de transport individuel                            | \$44       |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Czerny à double extrémité est un écarteur chirurgical manuel adaptable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement fiable des tissus à différentes profondeurs lors d'interventions abdominales, pelviennes et de chirurgie générale. Grâce à son architecture en S à double extrémité, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer en douceur de la rétraction des bords superficiels de la plaie au maintien des fascias plus profonds sans avoir à changer d'instrument pendant la dissection active.

Conçue pour maximiser la polyvalence clinique, cette configuration de l'écarteur de Czerny à double extrémité présente une longueur totale de 17.5 cm (\$44) associée à des mors de 38 mm x 22 mm. Sa conception à double extrémité intègre deux géométries de lames distinctes pour gérer de manière transparente les différentes épaisseurs de tissus et les exigences de profondeur localisées. La lame à rebord légèrement incurvé à une extrémité s'accroche solidement derrière les couches musculaires, tandis que la lame plate à angle droit opposée maintient des marges visuelles nettes sur les plans cutanés et sous-cutanés.

Forgé à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Czerny à double extrémité pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs opératoires du monde entier une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et des performances cliniques fiables.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest