



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Bookwalter sur Mesure

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Bookwalter sur Mesure

SKU RM-CBR-1

\$2,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
Configurable	Matériel de montage (options disponibles)	Montants de champ standard (12", 18"), supports StrongArm PLUS à montage supérieur, pinces de rail robustes, coupleurs de montant, barres horizontales, barres flexibles horizontales, barres d'extension
Configurable	Cadres (options disponibles)	Anneaux ovales pleins, anneaux ronds pleins, anneaux ovales segmentés, anneaux ronds segmentés, segments en demi-cercle, segments d'anneau droits (4", 6", 8"), anneaux périnéaux à encoches
Configurable	Mécanismes à crémaillère (options disponibles)	Crémaillères standard sans inclinaison, crémaillères inclinables multi-angles, crémaillères rotatives, prolongateurs de crémaillère, mécanismes de verrouillage à profil bas
Configurable	Valves rigides et malléables (options disponibles)	Valves Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, malléables, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginales latérales/postérieures, rénales Wylie et rectales, griffes à râteau profond
Configurable	Stockage et emballage (options disponibles)	Boîtes de stérilisation perforées, inserts de plateau personnalisés, conteneurs de transport protecteurs, emballage sous marque de distributeur OEM

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Bookwalter sur Mesure est un système d'écarteur autostatique fixé à la table, entièrement configurable, fabriqué selon la spécialité chirurgicale du client, les composants préférés et les exigences procédurales. Plutôt qu'un ensemble fixe, il est spécifié avec vous : vous choisissez le matériel de montage, le style de cadre, les mécanismes à crémaillère, les valves rigides et malléables, ainsi que le format de stockage ou d'emballage.

Important : les catégories de composants répertoriées dans la liste des composants sont les options disponibles pour la sélection. Elles ne sont pas toutes incluses au prix de référence de 2 999 \$. Le contenu exact de votre set — et le prix final — sont confirmés par écrit lors du devis, une fois la configuration convenue.

Le matériel de montage disponible comprend des montants de champ standard de 12" et 18", des supports StrongArm PLUS à montage supérieur, des pinces de rail robustes, des coupleurs de montant, des barres horizontales, des barres flexibles horizontales et des barres d'extension. Les cadres peuvent être pleins ou segmentés, ovales ou ronds, et inclure des segments en demi-cercle, des segments droits de 4", 6" et 8" et des anneaux périnéaux à encoches. Les options de crémaillères couvrent les modèles standard sans inclinaison, les modèles inclinables multi-angles et rotatifs, les prolongateurs de crémaillère et les mécanismes de verrouillage à profil bas. Les options de valves incluent Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, malléables, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginales latérales et postérieures, rénales Wylie et rectales, ainsi que des griffes à râteau profond.

Tous les composants sont fabriqués en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Les sets sont fournis non stériles, sont réutilisables et entièrement autoclavables, et doivent être nettoyés et stérilisés selon les procédures validées de votre établissement avant utilisation. Les options de stockage incluent des boîtes de stérilisation perforées, des inserts de plateau personnalisés, des conteneurs de transport protecteurs et des emballages sous marque de distributeur OEM.

Retractor Maker fabrique des sets de style Bookwalter personnalisés directement dans ses installations situées près de l'hôpital Sardaar Saleem Medident, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistan.

Retractor Maker fabrique et fournit l'Écarteur Bookwalter sur Mesure pour les hôpitaux, les distributeurs et les fournisseurs médicaux. L'Écarteur Bookwalter sur Mesure est fabriqué, inspecté et fourni directement par Retractor Maker.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest