



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lobster Genel Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lobster Genel Ekartör Sistemi

SKU RM-LGRS-1

\$2,699 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lobster Çerçeve	—
1	Dikey Direkli ve Çerçeveli Lobster Masa Klampi	—
6	Lobster Ekartör Klampi	—
2	Lobster Mayo Döner Ekartör	3/4" x 2"
1	Lobster Fence Döner Ekartör	4" x 6"
1	Lobster Splanknik Döner Ekartör	2" x 6"
1	Lobster Deaver Döner Ekartör	2 3/4" x 4 1/2"
1	Lobster Malleable Döner Ekartör (Delikli)	2" x 6 1/2"
1	Lobster Malleable Döner Ekartör (Delikli)	3" x 6 1/2"
1	Lobster Harrington Sweetheart Ekartör	2" x 5"
1	Lobster Kelly Döner Ekartör, Modifiye	3" x 2 1/2"
1	Lobster Kelly Döner Ekartör, Modifiye	3" x 4"
1	Sterilizasyon Kutusu	—

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lobster Genel Ekartör Sistemi, asistan yorgunluğunu ortadan kaldırmak ve açık abdominal prosedürlerde sürekli, eller serbest ekspozisyon oluşturmak için tasarlanmış, masaya monte edilebilir adaptif bir cerrahi ekartör platformudur. Ameliyat masası yan rayına güvenli bir şekilde kenetlenen bu self-retaining (otomatik tutmalı) çerçeve, uzun süren operasyonlarda kayma yapmadan stabil doku retraksiyonunu sürdüren sarsılmaz bir yapısal çevre oluşturur.

Genel abdominal ve visseral müdahaleler için özel olarak konfigüre edilen Lobster Genel Ekartör Sistemi; ağır hizmet tipi bir masa direği klemp, rijit bir Lobster çerçevesi ve altı adet hızlı kilitlenen sürgülü klemp içerir. Sistemde; modifiye Kelly döner uçlar (3" x 2½" ve 3" x 4"), derin Splanknik visseral uçlar, geniş Fence ekartörler, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo ve hasta konturlarına göre esneyen delikli dövülebilir (malleable) şeritler dahil olmak üzere 10 parçalı genel cerrahi döner uç seti bulunur.

Yansıma önleyici saten kaplamalı, manyetik olmayan, tıbbi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Lobster Genel Ekartör Sistemi'ni steril olmayan şekilde ve özel ağır hizmet tipi sterilizasyon kutusunda, tam otoklavlanabilir olarak sunarak hastanelere ve cerrahi merkezlere güvenilir dayanıklılık ve tutarlı ameliyathane performansı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest