



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Conjunto de Acessórios para Pequenas Incisões

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Conjunto de Acessórios para Pequenas Incisões

SKU RM-SIAS-1

\$449 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina de Gancho Gelpi	Perfil de Ponta Fina Padrão
1	Lâmina Kelly	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
1	Lâmina Kelly	1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
1	Anel Sólido Redondo Pequeno	8.5" (21.3 cm) Diâmetro Interno (ID)
1	Caixa de Esterilização	Organizador de Armazenamento Dedicado

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Conjunto de Acessórios para Pequenas Incisões é um kit complementar para equipes cirúrgicas que já possuem um Bookwalter General Surgery Retractor System e trabalham com exposições limitadas. Não é um sistema independente — é totalmente compatível com os sistemas de afastadores Bookwalter General Surgery Retractor Systems e componentes padrão no estilo Bookwalter.

O kit contém uma lâmina de gancho Gelpi com perfil de ponta fina padrão para retração precisa e estreita, juntamente com lâminas Kelly de 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm) e 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) para retração superficial em duas profundidades. Um anel sólido redondo pequeno de 8.5" (21.3 cm) de diâmetro interno oferece uma estrutura compacta que mantém os componentes afastados de uma pequena incisão.

Todos os componentes são fabricados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético e fornecidos em uma caixa de esterilização dedicada. O Conjunto de Acessórios para Pequenas Incisões é fornecido não estéril, é reutilizável e totalmente autoclavável, devendo ser limpo e esterilizado de acordo com os procedimentos validados da sua instituição antes do uso.

A Retractor Maker fabrica e fornece o conjunto diretamente de Sialkot, Paquistão. O Conjunto de Acessórios para Pequenas Incisões é fabricado, inspecionado e fornecido diretamente pela Retractor Maker.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest