



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Gosset autostatique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Gosset autostatique

SKU RM-GSR-SET-1

\$349 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à glissière autostatique	Châssis de base disponible avec branches mécaniques droites ou courbes
2 (1 Paire)	Valves latérales fixes en fil	Valves non traumatiques de type boucle 63 mm x 35 mm
1	Valve centrale pleine amovible	Palette de rétraction tissulaire légèrement incurvée 60 mm x 65 mm (pour configuration 3 valves)
1	Engrenage de verrouillage à double vis coulissante	Système de vis de blocage manuelle multipoint pour fixer le positionnement
2	Branches d'extension ergonomiques	Rails de manipulation légers profilés avec bords extérieurs parfaitement lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Gosset autostatique est un instrument de chirurgie abdominale mondialement reconnu, conçu spécifiquement pour assurer un écartement fiable et mains libres des berges de la plaie et le déplacement des viscères lors des laparotomies et des interventions pelviennes. Doté d'un châssis à barre coulissante réglable et de valves latérales en fil de type boucle non traumatique, cet instrument maintient une contre-traction constante sur la paroi abdominale sans provoquer de contusions tissulaires ischémiques focales.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet ensemble complet d'écarteur de Gosset (\$349) comprend un cadre à glissière autostatique disponible avec des branches mécaniques droites ou courbes,

associées à des branches d'extension ergonomiques aux bords extérieurs lisses. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'inventaire peut être configuré de deux manières : un système complet à 3 valves comprenant une valve centrale pleine de 60 mm × 65 mm associée à des valves latérales en fil de 63 mm × 35 mm s'étendant jusqu'à une ouverture maximale de 160 mm, ou un système étroit à 2 valves avec des valves latérales en fil de 63 mm × 35 mm s'étendant jusqu'à une ouverture maximale de 140 mm. Le mécanisme de verrouillage à double vis coulissante sécurise instantanément la position.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Gosset autostatique pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de chirurgie générale, aux salles d'obstétrique et aux cliniques de laparotomie d'urgence du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest