



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter StrongArm GYN Cerrahi Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter StrongArm GYN Cerrahi Sistemi

SKU RM-BSAGYNS-1

\$1,599 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ray Klempli Üstten Montajlı StrongArm Plus	Mafsallı / Masa Rayı Uyumlu
4	Kendinden Tutmalı Eğilebilir Cırcır	Standart Çok Açılı
1	Çentikli Perineal Halka	9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm)
2	Vajinal Lateral Uçlar	1" x 3" (2.5 x 7.6 cm)
1	Vajinal Posterior Uç	1" x 4½" (2.5 x 11.5 cm)
1	Deaver Ucu	1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm)
1	Deaver Ucu	1" x 5" (2.5 x 12.7 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Taşıma Çantası

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter StrongArm GYN Cerrahi Sistemi, StrongArm Plus tutucu üzerine monte edilmiş kendinden tutmalı bir ekartör sistemidir. Tutucu, ameliyat masası rayına kilitlenir ve ekartör çerçevesini destekleyerek jinekolojik, vajinal ve pelvik cerrahi prosedürler sırasında stabil, eller serbest ekarman sağlar.

Montaj sistemi, masa rayı ile uyumlu bir klempe sahip mafsallı bir üstten montajlı StrongArm Plus'tır. Bu sistem, 9½" x 14½" (24.1 x 36.8 cm) ölçülerinde çentikli bir perineal halka taşır; çentikli profil, uçların perineal çalışma alanı etrafındaki belirli konumlara yerleştirilmesine olanak tanır.

Dört adet standart çok açılı kendinden tutmalı eğilebilir cırcır, halkaya kilitlenir ve her bir ucu seçilen derinlik ve açıda tutar. Uç takımı; iki adet 1" x 3" (2.5 x 7.6 cm) vajinal lateral uç, bir adet 1" x 4½" (2.5 x 11.5 cm) vajinal posterior uç ve iki adet 1" x 3½" (2.5 x 8.9 cm) ve 1" x 5" (2.5 x 12.7 cm) Deaver ucundan oluşur.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir. Bookwalter StrongArm GYN Cerrahi Sistemi tamamen yenidir, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir; steril olmayan şekilde teslim edilir ve kullanılmadan önce sağlık kuruluşunun onaylı prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Sistem, bileşenleri koruyan ve düzenleyen bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur. Retractor Maker, sistemi Sialkot, Pakistan'da üretmekte ve doğrudan hastanelere, cerrahlara ve distribütörlere minimum bir tam set sipariş miktarı ile tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest