



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal Terry

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal Terry

SKU RM-TNR-6IN-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Terry Nasal Retractor	Longueur totale de 6" (152 mm), lame de 5 × 46 mm, manche ergonomique	\$44
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal Terry est un rétracteur chirurgical manuel spécialisé pour la rhinoplastie et la chirurgie plastique faciale, conçu spécifiquement pour permettre une élévation sûre et non traumatique de l'enveloppe cutanée nasale et des cartilages latéraux. Conçu avec une lame mince et allongée, cet instrument permet aux chirurgiens de naviguer proprement dans les tunnels sous-cutanés étroits à travers le dorsum nasal, protégeant les tissus cutanés délicats des ecchymoses focales ou des déchirures muqueuses pendant le remodelage osseux et cartilagineux.

Construit pour résister aux cycles de stérilisation en autoclave à haute fréquence tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts de fabrication, cette configuration de l'écarteur nasal Terry présente une longueur totale d'outil de 6 pouces (152 mm, \$44). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les dimensions de la lame de travail mesurent 5 mm de large × 46 mm de long, profilées avec des bords atraumatiques lisses et arrondis pour soutenir les lambeaux de tissus nasaux en toute sécurité. Sa géométrie structurelle comprend un châssis de lame à extrémité unique intégré dans un manche lisse et ergonomiquement équilibré qui offre un effet de levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Fourni en tant que dispositif de salle d'opération non stérile et restérilisable avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur nasal Terry selon des normes cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète en autoclave pour les

centres de chirurgie esthétique, ORL et plastique faciale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest