



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Harrington Sweetheart

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Harrington Sweetheart

SKU RM-HSR-1

\$129 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Harrington Sweetheart est un écarteur viscéral de premier plan, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement atraumatique et large des organes parenchymateux et des structures des tissus mous profonds. Célèbre pour sa spatule distale distinctive en forme de cœur, cet instrument répartit uniformément la contre-traction sur une large surface, protégeant les organes abdominaux fragiles tels que le foie, la rate et les intestins contre les lésions par compression focale.

Adapté aux diverses profondeurs anatomiques et approches chirurgicales, l'écarteur Harrington Sweetheart est proposé en cinq dimensions modulaires : 4 × 12.8 cm (\$129), 6.5 × 12.8 cm (\$134), 6.5 × 14.6 cm (\$139), 9 × 25.5 cm (\$144), et une configuration extra-profonde de 11.5 × 25.5 cm (\$149). Les chirurgiens peuvent choisir entre une tige ergonomique courbe qui s'adapte aux berges de la plaie ou un profil droit rigide, les deux s'intégrant parfaitement dans des cadres modulaires fixés à la table ou pour une utilisation manuelle.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Harrington Sweetheart pour résister aux cycles rigoureux

d'autoclavage hospitalier, offrant aux équipes de chirurgie générale, urologique et gynécologique une durabilité clinique et un contrôle tactile durables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest