



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор коллатеральный для мягких тканей

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор колл атеральный для мягких тканей

SKU RM-CSTR-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Collateral Soft Tissue Retractor	длина 9 ½", лопатка 45 mm, 2-зубчатый изогнутый кончик 11 mm	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Коллатеральный ретрактор для мягких тканей представляет собой прецизионный ортопедический хирургический инструмент, специально разработанный для бережной и надежной ретракции коллатеральных связок, капсулы и периартикулярных мягких тканей во время операций по реконструкции коленного сустава. Благодаря изогнутому стержню и двойному изогнутому кончику этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам безопасно смещать слои тканей от костных режущих блоков.

Данная конфигурация коллатерального ретрактора для мягких тканей, обеспечивающая оптимальный доступ к суставу, имеет общую длину 9 ½" (прибл. 24.13 см, \$69). Его рабочая часть включает лопатку длиной 45 mm, оканчивающуюся 2-зубчатой конструкцией шириной 11 mm с анатомическим изгибом. Такая конструкция надежно удерживает связочную ткань, распределяя силы противотяги между двумя точками контакта, что предотвращает соскальзывание или локальное повреждение тканей при артропластике сустава.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит данный ретрактор с расчетом на многократные циклы стерилизации, обеспечивая ортопедическим центрам превосходную механическую прочность, коррозионную стойкость и хирургическую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)