



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hohmann en Ángulo Recto

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Hohmann en Ángulo Recto

SKU RM-HRRA-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
9 ½" Longitud total — 24.13 cm de longitud, mango de 7", curvatura en ángulo recto de 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Longitud total — 24.76 cm de longitud, mango de 7", curvatura en ángulo recto de 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hohmann en Ángulo Recto es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar palanca tisular perpendicular directa y exposición ósea durante reconstrucciones de cadera y osteotomías pélvicas complejas. Diseñado con una caída de hoja en ángulo recto auténtico, este separador permite a los equipos quirúrgicos retraer planos musculares profundos de forma limpia sin saturar el corredor operatorio ni ejercer vectores de presión desiguales.

Construido para adaptarse a profundidades estructurales específicas, el Separador Hohmann en Ángulo Recto se ofrece en dos variantes de tamaño longitudinal. El modelo de 9 ½ pulgadas (24.13 cm) (\$84) cuenta con un mango de 7 pulgadas configurado para doblarse en un ángulo recto profundo de 40 mm, ideal para exposiciones pélvicas y de cadera posterior profundas. El modelo de 9 ¾ pulgadas (24.76 cm) (\$79) presenta un mango de 7 pulgadas configurado para doblarse en un ángulo recto de 18 mm para profundidades intermedias. Su punta contorneada se engancha de forma segura sobre los márgenes óseos para evitar deslizamientos accidentales bajo una fuerte contracción.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico premium con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Hohmann en Ángulo Recto para resistir un alto torque mecánico y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los

equipos de trauma y reemplazo articular de todo el mundo una durabilidad clínica y precisión inquebrantables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest