



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Sheen Nasenhaken Abgewinkelt

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Sheen Nasenhaken Abgewinkelt

**SKU** RM-SNRA-65-1

**\$49 USD**

## VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION              | SKU / DETAILS                                                          | PREIS (USD) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sheen Nasenhaken Abgewinkelt | 6 ½" (165 mm) Gesamtlänge, 10 mm massive Valvula, abgewinkelter Schaft | \$49        |
| Schutzhülle / Box            | Einzelverpackung für den Transport                                     | \$49        |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sheen Nasenhaken Abgewinkelt ist ein spezialisiertes, handgehaltenes Instrument für die Rhinoplastik und die plastische Gesichtschirurgie, das speziell für die sichere, atraumatische Elevation des nasalen Weichteilmantels und der unteren Flügelknorpel entwickelt wurde. Durch den anatomisch abgewinkelten Schaft wird die Hand des Assistenten sicher aus der chirurgischen Achse geführt, sodass der Operateur eine ungehinderte Sichtlinie über den Nasenrücken behält.

Dieses Modell ist für häufige Autoklavierzyklen ausgelegt und verfügt über eine lebenslange Garantie gegen Rost. Der Sheen Nasenhaken Abgewinkelt besitzt eine Gesamtlänge von 6 ½ inches (165 mm, \$49). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), weist das Arbeitsende eine Breite von 10 mm in massiver Ausführung auf, die mit abgerundeten, atraumatischen Rändern versehen ist, um Schleimhautrisse oder dermale Ischämien zu vermeiden. Der feste, einendige abgewinkelte Aufbau ermöglicht dem Assistenten eine stabile, ermüdungsfreie Hebelwirkung bei komplexen Umformungen der Nasenspitze und des Nasengewölbes.

Klassifiziert als zertifizierter Retraktor in Premium-OP-Qualität, fertigt Retractor Maker den Sheen Nasenhaken Abgewinkelt mit einem blendfreien seidenmatten Finish. Dies garantiert hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Zentren der ästhetischen Chirurgie, HNO und Gesichtschirurgie weltweit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest