



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Ferreira breast augmentation Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Ferreira breast augmentation Retractor

SKU RM-FBAR-1

\$99 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Ferreira breast augmentation Retractor	Cabo de 5 1/8" (130 mm), lâmina cônica curva de 25 x 171 mm	\$99
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Ferreira breast augmentation Retractor é um instrumento de cirurgia estética aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer elevação tecidual atraumática e visualização ampla da loja durante procedimentos mamários cosméticos e reconstrutivos. Projetado com um perfil de lâmina curva alongada, este afastador permite que os cirurgiões realizem a dissecação e elevem o músculo peitoral maior suavemente, estabelecendo uma cavidade de trabalho expansiva para a inserção de implantes de silicone ou salinos.

Construído para máxima segurança e afastamento tecidual, esta configuração do Ferreira breast augmentation Retractor apresenta um cabo de 5 1/8-inch (130 mm) (\$99) combinado com uma lâmina de 25 mm de largura por 171 mm de comprimento. A geometria da lâmina incorpora um design cônico curvo, desenvolvido para suportar com segurança os contornos delicados dos tecidos moles, sem causar necrose por pressão localizada ou retrações cutâneas. O cabo ergonômico proporciona aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável e livre de fadiga durante a preparação de lojas profundas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Ferreira breast augmentation Retractor para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo às equipes de cirurgia plástica, estética e oncológica em todo o mundo uma resistência superior à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest