



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Senn Miller Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Senn Miller Retractor

SKU RM-SMR-SERIES-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
15.0 cm Nutzlänge — 10×9 mm Flachblatt / 10×11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Nutzlänge — 10×9 mm Flachblatt / 10×11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Nutzlänge — 10×9 mm Flachblatt / 10×11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm Arbeitslänge — 10×9 mm flaches Blatt / 10×11 mm 3-zinkiger Rechen	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Senn Miller Retractor ist ein weltweit bewährter doppelendiger Wundhaken für die vielseitige Weichteilverdrängung und Wundranderweiterung in der Allgemeinchirurgie, Plastischen Chirurgie und Orthopädie. Das Instrument verfügt über ein L-förmiges Flachblatt an einem Ende und einen dreizinkigen Rechen am gegenüberliegenden Ende, was einen nahtlosen Wechsel zwischen großflächigem Gewebehalt und rutschfester Hauttraktion ohne Instrumentenwechsel ermöglicht.

Diese für häufige Autoklavierzyklen konzipierte Senn Miller Retractor Serie bietet eine lebenslange Garantie gegen Rost und ist in vier Gesamtlängen erhältlich: 15 cm (\$29), 15.5 cm (\$34), 16 cm (\$39) und 20 cm (\$49). Handgefertigt aus hochwertigen Materialien in OP-Qualität, verfügen die integrierten Doppelenden über ein flaches/glattes Blatt von 10 mm × 9 mm sowie ein 3-zinkiges Rechenende von 10 mm × 11 mm. Chirurgen können das Rechenende wahlweise mit stumpfen Zinken für die atraumatische Retraktion von Weichteilen oder mit scharfen Zinken für einen festen, rutschfreien Griff an festeren Geweberändern konfigurieren.

Mit einem blendfreien Satin-Finish gefertigt, stellt Retractor Maker den Senn Miller Retractor unter Einhaltung strengster klinischer Toleranzen her. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und volle Autoklavierbarkeit für OP-Säle, Ambulanzen und Kliniken für Plastische Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest