



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Balfour USA

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Balfour USA

SKU RM-BUSRR-1

\$399 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
4 Juegos (8 valvas en total)	Valvas laterales	65 mm, 85 mm, 105 mm y 155 mm de profundidad
1	Valva Central Balfour	70 mm de ancho × 70 mm de profundidad
1	Valva Central Recta	70 mm de ancho × 100 mm de profundidad
1	Marco Balfour	Marco de soporte estructural central con tornillo de bloqueo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Balfour USA es una plataforma de retracción quirúrgica abdominal reconocida internacionalmente, diseñada para proporcionar una exposición confiable de tejidos blandos sin necesidad de asistencia manual en laparotomías exploratorias y operaciones pélvicas. Mediante el uso de un marco deslizante rígido de cremallera y piñón, este instrumento bloquea los bordes bilaterales de la herida manteniéndolos abiertos con contratracción mecánica, liberando a los asistentes quirúrgicos y manteniendo una exposición estable.

Diseñado para una flexibilidad procedimental integral, este set Balfour USA cuenta con una arquitectura modular intercambiable. El sistema incluye un marco Balfour sólido, cuatro pares de valvas laterales (65 mm, 85 mm, 105 mm y 155 mm de profundidad) para abordar paredes abdominales tanto delgadas como bariátricas, una valva central Balfour de 70 × 70 mm y una valva central recta de 70 × 100 mm para retracción profunda de vejiga y vísceras.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador Autoestático Balfour USA en condiciones no estériles y totalmente autoclavable dentro de una caja protectora individual, brindando a los centros quirúrgicos una fiabilidad robusta y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest