



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Desmarres

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Desmarres

SKU RM-DER-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Configuration standard — longueur 5 ½" (14 cm), lame en selle en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) — Rétraction palpébrale de routine et protection du globe oculaire	RM-DER-1-1	\$49
Configuration isolée — 5 ½" (14 cm) de long, revêtement en polymère diélectrique — Sécurité électrochirurgicale lors de la cautérisation et de la coupe par radiofréquence	RM-DER-1-2	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur de Desmarres est un écarteur de chirurgie ophtalmique et plastique de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre et atraumatique de la paupière supérieure ou inférieure lors d'interventions esthétiques et reconstructives. Doté d'une lame ultra-lisse en forme de selle, cet instrument épouse confortablement la plaque tarsale et la conjonctive, protégeant ainsi le globe oculaire délicat des traumatismes chirurgicaux.

Conçu pour une manipulation périoculaire raffinée, cette configuration de l'Écarteur de Desmarres présente une longueur totale de 5 ½ pouces (14 cm) offrant au chirurgien une mobilité exceptionnelle du bout des doigts. L'instrument est disponible en deux versions spécialisées : un modèle Standard en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) (49 \$) pour la dissection de routine et une configuration Isolée (79 \$) revêtue d'un polymère diélectrique durable pour protéger les tissus du patient contre les transferts thermiques accidentels lors de l'électrochirurgie monopolaire ou bipolaire. Son manche équilibré réduit la fatigue de la main lors des travaux orbitaux complexes.

Fabriqu  en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualit  sup rieure (non magn tique) avec une finition satin e mate antireflet, Retractor Maker produit l' carteur de Desmarres selon des normes cliniques strictes, offrant une haute r sistance   la corrosion, des bords arrondis lisses et une durabilit  totale en autoclave pour les blocs op ratoires de chirurgie esth tique, oculoplastique et ophtalmique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest