



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes Finochietto (Modif)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de côtes Finochietto (Modif)

SKU RM-FMR-299-1

\$299 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à crémaillère horizontale profilé	Rail de glissement plat permettant un élargissement manuel profond (écartement de 120 mm)
2 (Paire fixe)	Valves courbes fixes	Valves latérales fenêtrées de 14 mm x 15 mm épousant les surfaces costales
1	Ensemble de verrouillage à vis rotative	Engrenage de serrage pour sécuriser une rétraction chirurgicale optimale
2	Bras d'extension ergonomiques	Poignées légères d'écartement des tissus pour réduire la fatigue de l'utilisateur
1	Stockage de protection / Boîte	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes Finochietto (Modif) est un écarteur chirurgical thoracique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une séparation costale graduelle et sûre ainsi qu'une exposition de la paroi thoracique lors des procédures de thoracotomie antérieure et latérale. Doté de valves latérales fenêtrées fixes, cet instrument modifié permet aux chirurgiens d'appliquer des forces d'écartement mécanique calibrées sur les structures costales délicates, prévenant les fractures osseuses tout en maintenant un couloir visuel stable et dégagé vers la cavité pleurale.

Construit selon les spécifications des cadres cliniques, cette configuration de l'écarteur de côtes Finochietto (Modif) (\$299) présente un cadre à crémaillère horizontale profilé avec un rail de glissement plat qui permet un élargissement manuel pour un accès profond jusqu'à une capacité d'expansion maximale de 120 mm. Fabriqués à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les dimensions

des valves intègrent des lames courbes fixes de 14 mm × 15 mm épousant les surfaces costales, ce qui les rend idéales pour les os délicats et les cages thoraciques pédiatriques ou d'adultes menus. L'ensemble de verrouillage à vis rotative sécurise la rétraction chirurgicale optimale, tandis que deux bras d'extension de force ergonomiques réduisent la fatigue de l'utilisateur.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de côtes Finochietto (Modif) pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux services de chirurgie cardiothoracique, aux centres de traumatologie et aux blocs opératoires thoraciques pédiatriques du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest