



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Brewster Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Brewster Retractor

SKU RM-BRW-1

\$159 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sınıf 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Sınıf 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Sınıf 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Sınıf 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Sınıf 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Brewster Retractor, derin yumuşak doku tabakaları, kas planları ve yara kenarlarının güvenilir ve kaymaz şekilde ekarte edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uyarlanabilir bir el tipi cerrahi ekartördür. Güçlü bir şaft ve anatomik olarak şekillendirilmiş distal bıçak ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların hassas doku kenarlarını ezmeden sürekli ve sert bir karşı traksiyon uygulamasını sağlar.

Farklı anatomik derinliklerde cerrahi çok yönlülük için üretilen Brewster Retractor serisi, beş farklı standart bıçak boyutu sınıfına sahiptir: Boyut 'A' (6.3 × 4.7 cm, \$179), Boyut 'B' (5.7 × 4.4 cm, \$174), Boyut 'C' (5.1 × 3.5 cm, \$169), Boyut 'D' (4.4 × 2.5 cm, \$164) ve Boyut 'E' (1.9 × 3.8 cm, \$159). Her boyutta, fasyanın ve kas kenarlarının arkasına güvenli bir şekilde tutunan, operasyon alanının netliğini korurken bıçağın kaymasını önleyen pürüzsüz bir tutucu dudak bulunur.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Brewster Retractor, Retractor Maker tarafından ağır mekanik traksiyona ve tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilerek genel, plastik ve ortopedi cerrahi ekiplerine uzun

ömürlü klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest