



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hohmann com Cabo Extra Longo Curvado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hohmann com Cabo Extra Longo Curvado

SKU RM-HRBELH-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
9 ¾" (24.76 cm) — Cabo angulado extra longo	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — Cabo angulado extra-longo	RM-HRBELH-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hohmann com Cabo Extra Longo Curvado é um instrumento avançado de alavancagem óssea ortopédica, projetado especificamente para proporcionar vantagem mecânica superior e visualização clara durante artroplastias totais de quadril e joelho. Projetado com uma haste de cabo alongada e curvada para baixo, este afastador posiciona as mãos e braços do assistente bem abaixo do plano operatório, garantindo uma linha de visão desobstruída para fresagem e assentamento de componentes.

Construído para exposição de articulações pesadas e ossos longos, o Afastador Hohmann com Cabo Extra Longo Curvado apresenta um perfil de cabo extra longo em todas as versões, permitindo que os assistentes mantenham a contração sustentada com o mínimo de fadiga muscular. Os cirurgiões podem selecionar entre dois comprimentos totais principais: 9 ¾ inches (24.76 cm, \$69) e 10 inches (25.40 cm, \$79). A ponta em formato de bico contornado encaixa-se firmemente nas margens do osso cortical, evitando o deslocamento acidental durante a manipulação articular de alto torque.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Hohmann com Cabo Extra Longo Curvado para suportar cargas mecânicas intensas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, oferecendo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e confiabilidade clínica para centros de trauma ortopédico e substituição articular em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest