



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores para Rodilla Mínimamente Invasivos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores para Rodilla Mínimamente Invasivos

SKU RM-MIKR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
19 cm Longitud total	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm de longitud total	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm Longitud total	RM-MIKR-1-3	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los separadores para rodilla mínimamente invasivos son instrumentos quirúrgicos ortopédicos indispensables, diseñados específicamente para proporcionar una palanca ósea confiable y el desplazamiento de tejidos blandos periarticulares a través de incisiones cutáneas reducidas durante la artroplastia total de rodilla mínimamente invasiva (MIS-TKA). Diseñados con vástagos contorneados de bajo perfil, estos separadores permiten a los equipos quirúrgicos retraer la rótula, los ligamentos colaterales y la cápsula limpiamente sin ejercer una tensión excesiva en los márgenes de la incisión.

Construida para adaptarse a las variables anatomías de los pacientes y profundidades tisulares, esta serie de separadores para rodilla mínimamente invasivos está disponible en tres alcances longitudinales distintos seleccionables mediante el menú de opciones: 19 cm (\$79) para articulaciones de rodilla delgadas, 20 cm (\$84) para procedimientos en adultos estándar y un alcance extendido de 22 cm (\$89) para corredores articulares profundos. Fabricados a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), cada separador cuenta con un mango ergonómico y una punta de pico contorneada que se asienta de forma segura contra las cortezas óseas femoral y tibial, evitando el deslizamiento durante los cortes óseos de alta velocidad.

Forjados con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce estos separadores para rodilla mínimamente invasivos para resistir un alto torque mecánico y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad clínica excepcional, resistencia a la corrosión y completa fiabilidad de esterilización.

para salas de reconstrucción articular en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest