



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Army-Navy - Jogo com Duas Peças

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Army-Navy - Jogo com Duas Peças

SKU RM-ANR-SET-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Army-Navy	21 cm de comprimento total, lâminas de ponta dupla	\$49
Estojo / Luva Protetora	Embalagem padrão de transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Army-Navy - Jogo com Duas Peças é um par clássico de afastadores cirúrgicos de ponta dupla projetado para fornecer retração tecidual estável e atraumática durante procedimentos cirúrgicos gerais, ortopédicos e plásticos. Ao oferecer profundidades de lâmina contrastantes em cada extremidade de cada instrumento, este par de afastadores permite que as equipes cirúrgicas transitem sem esforço entre a fixação de tecido subcutâneo raso e a elevação muscular mais profunda.

Construído para utilidade clínica versátil, esta configuração padrão do Afastador Army-Navy - Jogo com Duas Peças apresenta um comprimento total de 21 cm. Cada instrumento incorpora um cabo central fenestrado para redução de peso e controle de preensão estável, com uma extremidade apresentando uma lâmina curta em ângulo reto para margens superficiais e a extremidade oposta oferecendo uma lâmina em ângulo reto mais longa com um leve rebordo para fixar margens fasciais profundas sem deslizamento tecidual.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Army-Navy - Jogo com Duas Peças não estéril e totalmente autoclavável dentro de embalagem protetora, oferecendo alta resistência à corrosão e durabilidade confiável para centros cirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest