



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ручные ретракторы Hayes Hand Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ручные ретракторы Hayes Hand Retractors

SKU RM-HHR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
5 ¼" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 ½" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 ¼" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ручные ретракторы Hayes Hand Retractors — это специализированные хирургические инструменты, разработанные для атравматичной экспозиции мягких тканей при проведении деликатных операций на кисти, запястье и в пластической реконструктивной хирургии. Благодаря эргономичному контуру широкой лопасти, эти инструменты позволяют хирургу разводить края кожи, червеобразные мышцы и нежные сухожильные влагалища без избыточного точечного давления.

Серия Hayes Hand Retractors, созданная для обеспечения микроанатомического обзора, представлена в трех вариантах общей длины: 5 ¼ дюйма (\$49), 5 ½ дюйма (\$59) и 6 ¼ дюйма (\$69). Каждая модель оснащена широкоугольной дистальной лопастью шириной ¾ дюйма или 1-⅞ дюйма, что обеспечивает стабильную контактную поверхность, предотвращает соскальзывание тканей и при этом удерживает руку хирурга вне линии микрохирургического обзора.

Изготовленные из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретракторы Hayes Hand Retractors производства Retractor Maker гарантируют надежный тактильный контроль, высокую коррозионную стойкость и полную совместимость с автоклавированием для центров пластической хирургии, ортопедии и травматологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest