



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Rodilla Cóncavo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Rodilla Cóncavo

SKU RM-CKR-1

\$105 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Valva estándar	RM-CKR-1-1	\$105
Hoja estrecha larga	RM-CKR-1-2	\$105

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Rodilla Cóncavo es un separador quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento óseo excepcional y protección de los tejidos blandos durante el reemplazo total de rodilla y reconstrucciones complejas. Diseñado con un perfil de hoja anatómicamente cóncavo, este instrumento se adapta suavemente alrededor de los cóndilos femorales y el platillo tibial, permitiendo a los equipos quirúrgicos retraer los ligamentos colaterales y los tejidos blandos periarticulares sin deslizamientos.

Construido para soportar un apalancamiento articular intenso, este modelo de Separador de Rodilla Cóncavo presenta una longitud estructural uniforme de 9.5 pulgadas (24.13 cm) (\$105) que garantiza una profundidad de trabajo óptima, manteniendo las manos del asistente fuera de la trayectoria de la sierra. Los cirujanos pueden elegir entre dos geometrías de hoja dedicadas: una Hoja Estándar para el desplazamiento amplio de tejidos blandos o una Hoja Estrecha Larga optimizada para espacios articulares profundos y confinados o abordajes de rodilla mínimamente invasivos. El mango ergonómico proporciona una palanca manual superior, reduciendo la fatiga del usuario durante los cortes óseos prolongados.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador de Rodilla Cóncavo para resistir torques ortopédicos pesados y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, brindando a los equipos de reconstrucción de rodilla una durabilidad y rendimiento clínico inquebrantables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest