



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor

SKU RM-BTIMAR-499-1

\$499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Bugge Takedown I.M.A Retractor シャーシ	110 mm トラックスプレッドを備えた機械式リフティングレール
1ペア	コアラテラルブレード	40 mm × 100 mm 輪郭形成済み胸骨挙上ブレード
1セット	一体型ワーキングブレード	40 mm × 150 mm 拡張ワーキングエンド・アセンブリ
1	保護スリーブ/ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractorは、冠動脈バイパス術（CABG）における内胸動脈（IMA / LIMA / RIMA）の剥離の際、片側の胸骨挙上と広範な術野確保を目的として設計された、心臓血管外科において不可欠な開胸器システムです。堅牢な機械式リフティングシャーシを採用しており、肋骨縁と胸骨端をスムーズに持ち上げることができ、胸骨後方の血管床に沿って障害物のない術野を形成します。

臨床仕様に基づいて構築されたこのBugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor（\$499）は、40 mm × 150 mmの頑丈なワーキングエンドと、多様な開胸状態に対応する40 mm × 100 mmのコアラテラルブレードを組み合わせています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドクラフトされており、ラック・アンド・ピニオン駆動機構により最大 110 mmまで開口可能です。厚い胸筋や肋間筋に対しても、滑りや肋骨骨折のリスクを抑えながら、揺るぎない静的リフティング力を提供します。

Retractor Makerは、すべての金属表面に反射防止のサテンマット仕上げを施し、Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractorを製造しています。繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え得る高い耐食性と構造的安定性を備え、世界中の心臓外科センターや胸部手術室に優れた耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest