



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Штабелируемые ретракторы Hohmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Штабелируемые ретракторы Hohmann

SKU RM-SHR-1

\$89 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
8 ¼" (20.96 cm) — Стандартное, широкое или изогнутое лезвие	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — Стандартное, Широкое или Изогнутое лезвие	RM-SHR-1-2	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Штабелируемые ретракторы Hohmann — это инновационные ортопедические инструменты рычажного типа, разработанные специально для обеспечения исключительного механического преимущества и многовекторного смещения мягких тканей при артропластике суставов и лечении переломов. Благодаря системе вкладывающихся замковых рукояток эти ретракторы позволяют ассистенту надежно соединять несколько инструментов вместе, увеличивая силу ретракции одной рукой без загромождения операционного поля.

Разработанная для выдерживания частых циклов автоклавирования и обладающая высокой коррозионной стойкостью, серия штабелируемых ретракторов Hohmann предлагается в двух вариантах длины: 8 ¼ inches (20.96 cm, \$89) и 9 ¼ inches (23.50 cm, \$99). Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, рабочий профиль оснащен угловым и изогнутым анатомическим наконечником, который плотно прилегает к кортикальным краям кости. Хирурги могут выбирать из трех геометрических профилей лопатки: стандартного (Standard) для общей экспозиции длинных трубчатых костей, широкого (Wide) для обширного смещения мышц и изогнутого (Bent) для глубокого доступа к суставам.

Кованные инструменты с антибликовым сатиновым покрытием Retractor Maker выдерживают значительные нагрузки на кручение и многократные циклы стерилизации, обеспечивая

травматологическим центрам и отделениям реконструктивной хирургии суставов по всему миру бескомпромиссную долговечность и хирургическую точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest