



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Deaver con Mango Hueco

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores Deaver con Mango Hueco

SKU RM-DRHGH-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
7" (approx. 17.8 cm) — Exposición pediátrica y de herida abdominal superficial	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 ½" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — Separación estándar para apendicectomía, tiroides y pélvica	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (approx. 22.9 - 25.4 cm) — Exposición estándar para laparotomía exploradora en adultos	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Campos quirúrgicos ginecológicos y pélvicos profundos	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (approx. 30.5 - 33.0 cm) — Desplazamiento visceral profundo y elevación de hígado/bazo	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Alcance máximo para cirugía bariátrica y retroperitoneal	RM-DRHGH-1-6	\$80

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie Deaver Retractors Hollow Grip Handle representa un refinamiento ergonómico avanzado del clásico separador visceral, diseñado específicamente para proporcionar una maniobrabilidad manual superior mientras reduce drásticamente la tensión en la mano y el antebrazo del usuario durante exposiciones quirúrgicas

prolongadas. Diseñado con un mango hueco ligero, este instrumento redistribuye la masa hacia la palma del cirujano, eliminando el desequilibrio de peso frontal común en los separadores profundos sólidos.

Construida para una adaptabilidad procedimental completa, esta serie Deaver Retractors Hollow Grip Handle ofrece nueve longitudes totales seleccionables: 7" (\$64), 8" (\$66), 8 ½" (\$68), 9" (\$70), 10" (\$72), 10 ½" (\$74), 12" (\$76), 13" (\$78) y 14" (\$80), con capacidades de diseño total que se extienden hasta una opción de alcance estructural de 14 ½ pulgadas. La hoja pulida de curvatura profunda se engancha suavemente bajo los órganos viscerales y las paredes abdominales, proporcionando una amplia contracción mientras protege la serosa de los órganos frágiles de lesiones por compresión focal.

Forjados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica los instrumentos Deaver Retractors Hollow Grip Handle para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de todo el mundo una durabilidad clínica excepcional, un equilibrio superior y un control táctil inigualable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest