



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Нейрохирургический ретрактор Cushing
Decompression Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Нейрохирургический ретрактор Cushing Decompression Retractor

SKU RM-CDR-215-1

\$59 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Cushing Decompression Retractor	Длина 21.5 см, фенестрированная седловидная лопасть 13 × 19 mm	\$59
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Cushing Decompression Retractor — это признанный во всем мире нейрохирургический и спинальный ретрактор, разработанный специально для точной ретракции тканей с низким давлением и оптимальной визуализации в глубоких операционных каналах. Благодаря уникальной геометрии полого седловидного крючка, этот инструмент позволяет хирургу мобилизовать и защищать деликатные корешки нервов, края текального мешка и ткани твердой мозговой оболочки, сохраняя при этом открытую линию обзора непосредственно через конструкцию лопасти.

Разработанная для максимизации хирургического обзора во время сложных декомпрессий, эта модель Cushing Decompression Retractor имеет общую длину 21.5 см (\$59), что позволяет легко достигать патологий глубоких отделов позвоночника и основания черепа. Рабочая часть представляет собой фенестрированную лопасть шириной 13 mm и длиной 19 mm, которая надежно удерживает ткани, позволяя свету и микроскопическому изображению проходить беспрепятственно. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту хирурга работу без утомления и точную тактильную обратную связь.

Изготовленный из высококачественной медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит Cushing Decompression Retractor в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую структурную жесткость и полную совместимость с автоклавированием для

нейрохирургических и спинальных центров по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest