



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Juego de Separadores Cervicales SHADOWLINE Trimline

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Juego de Separadores Cervicales SHADOWLINE Trimline

SKU RM-STCSRS-1

\$2,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Medidor de profundidad codificado por colores	Instrumentos y marcos — estándar
2	Mango de separador de bloqueo (carga lateral)	Instrumentos y marcos — estándar
1	Marco separador transversal de desvío	Instrumentos y marcos — doble bisagra, carga lateral
1	Marco separador transversal	Instrumentos y marcos — doble bisagra, carga lateral (apertura de 120 mm)
1	Estuche de instrumentos	Almacenamiento y protección — bandeja organizadora
1	Caja de esterilización	Almacenamiento y protección — contenedor perforado
2	Valva para tejido plateada	Valvas para tejido romo (pares) — 30 mm x 23 mm
2	Valva para tejido azul	Valvas para tejido romo (pares) — 35 mm x 23 mm
2	Valva para tejido roja	Valvas para tejido romo (pares) — 40 mm x 23 mm
2	Valva para tejido verde	Valvas para tejido romo (pares) — 45 mm x 23 mm
2	Valva para tejido violeta	Valvas para tejido romo (pares) — 50 mm x 23 mm
2	Valva para tejido negra	Valvas para tejido romo (pares) — 55 mm x 23 mm

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valva para tejido dorada	Valvas para tejido romo (pares) — 60 mm x 23 mm
2	Valva para tejido azul marino	Valvas para tejido romo (pares) — 65 mm x 23 mm
2	Valva para tejido verde claro	Valvas para tejido romo (pares) — 70 mm x 23 mm
2	Valva para tejido naranja	Valvas para tejido romo (pares) — 75 mm x 75 mm
2	Valva para músculo estrecha azul	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 35 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha roja	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 40 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha verde	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 45 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha violeta	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 50 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha negra	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 55 mm x 14 mm
2	Valva para músculo estrecha dorada	Valvas para músculo estrechas (dientes cortos, pares) — 60 mm x 14 mm
1	Valva para músculo lateral plateada	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 30 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral azul	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 35 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral roja	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 40 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral verde	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 45 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral violeta	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 50 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral negra	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 55 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral dorada	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 60 mm x 23 mm
1	Valva para músculo lateral azul marino	Valvas para músculo laterales (dientes cortos, individuales) — 65 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial plateada	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 30 mm x 23 mm

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva para músculo medial azul	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 35 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial roja	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 40 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial verde	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 45 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial violeta	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 50 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial negra	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 55 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial dorada	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 60 mm x 23 mm
1	Valva para músculo medial azul marino	Valvas para músculo mediales (dientes largos, individuales) — 65 mm x 23 mm
2	Valva para tejido estrecha azul	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 35 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha roja	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 40 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha verde	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 45 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha violeta	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 50 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha negra	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 55 mm x 14 mm
2	Valva para tejido estrecha dorada	Valvas para tejido estrechas (romas, pares) — 60 mm x 14 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Juego de Separadores Cervicales SHADOWLINE Trimline es una plataforma avanzada de instrumentos quirúrgicos de 67 piezas diseñada para satisfacer las rigurosas demandas de exposición y retracción de tejidos blandos en procedimientos de columna cervical anterior. Diseñado con una arquitectura de bajo perfil y valvas con códigos de colores, este sistema proporciona una visualización inalterable del campo quirúrgico, minimizando la presión focal sobre estructuras viscerales delicadas como el esófago y la tráquea.

Configurado para una adaptabilidad procedimental completa, el Juego de Separadores Cervicales SHADOWLINE Trimline cuenta con dos marcos separadores transversales de doble bisagra (incluyendo un marco de desvío y un marco de apertura ancha de 120 mm), dos mangos de bloqueo de carga lateral y un intuitivo medidor de profundidad codificado por colores. El juego incluye 61 valvas codificadas por colores con geometrías para

tejido romo, tejido estrecho, músculo lateral de diente corto y músculo medio de diente largo, lo que permite a los cirujanos adaptarse a la anatomía del paciente con precisión milimétrica.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y aleaciones metálicas de alta resistencia con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Juego de Separadores Cervicales SHADOWLINE Trimline completo en estado no estéril y totalmente autoclavable dentro de un contenedor de esterilización de aluminio de alta resistencia con bandejas organizadoras dedicadas, garantizando una rotación eficiente de las bandejas hospitalarias.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest