



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU RM-ANR-FO-1

\$149 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	全長6 ¼" (15.9 cm)、7.0 mm凹型ブレード、光ファイバー束付き
1	ユニバーサル・ライトガイド・アダプター	標準的な手術室用光ファイバーケーブルに適合
1	保護用スリーブ/ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Aufricht Nasal Retractor - Fiber Opticは、鼻腔深部の組織挙上とクリアで影のない照明を同時に提供するために開発された、ハイエンドな光ファイバー付き鼻形成術用レトラクターです。解剖学的形状に基づく牽引機能と一体型光ファイバー・チャンネルを組み合わせることで、无影灯による影を排除し、骨切り部位や鼻中隔軟骨への直接的な視認性を確保します。

狭い鼻道内での作業スペースを最適化する設計となっており、全長6 ¼ inches (15.9 cm)、スレンダーな幅7.0 mmの凹型ブレードを採用しています。この凹型形状により、背側フラップを持ち上げながら、骨切りノミ、やすり、吸引管のための十分なクリアランスを確保します。また、Storz、ACMI、Wolfなどの標準的な病院用ライトケーブルに対応するユニバーサルアダプターを備えた、シームレスな光ファイバーガイドを組み込んでいます。

高透過率の光学ファイバーを使用した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）製で、反射を抑えたサテン仕上げが施されています。Retractor Makerが製造するこのAufricht Nasal Retractor - Fiber Opticは、未滅菌・オートクレーブ対応で、高い耐久性と優れた術野照明を提供し、精緻な鼻部形成術の要求に応えます。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest