



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kristeller Vajinal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kristeller Vajinal Ekartör

SKU RM-KVR-1

\$44 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Dar Bıçaklar (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Mevcut Uzunluklar: 18 cm veya 22 cm · Birincil Klinik Rol: Pediyatrik, nullipar ve dar vajinal kanal ekspozuru · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Orta Boy Bıçaklar (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Mevcut Uzunluklar: 18 cm veya 22 cm · Birincil Klinik Rol: Standart yetişkin vajinal muayenesi ve minör pelvik cerrahi · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Geniş/Derin Bıçaklar (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Mevcut Uzunluklar: 18 cm veya 22 cm · Birincil Klinik Rol: Paröz hastalarda derin pelvik taban onarımı ve vajinal histerektomi · Fiyat (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Mevcut Uzunluklar: Standart Taşıma Ambalajı · Birincil Klinik Rol: — · Fiyat (USD): Dahildir

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kristeller Vajinal Ekartör, tanısal ve operatif pelvik müdahaleler sırasında vajinal duvarların ve pelvik tabanın geniş, atravmatik yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir jinekolojik cerrahi alettir. Pürüzsüz hatlara sahip kaşık bıçağı ile tasarlanan bu alet, vajinal mukozayı temiz bir şekilde ekarte ederek mukoza laserasyonuna neden olmadan serviks ve fornikslere geniş bir görüş koridoru oluşturur.

Tam klinik adaptasyon için üretilen bu Kristeller Vajinal Ekartör serisi, iki genel alet uzunluğunda birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilmiştir: 18 cm (\$44) ve 22 cm (\$49). Cerrahlar, 75 mm'den 115 mm'ye kadar uzunluk ve 10 mm'den 32 mm'ye kadar genişlik sunan on farklı bıçak matrisi arasından seçim yapabilir: 75 × 10 mm, 75 × 23 mm, 80 × 25 mm, 100 × 32 mm, 110 × 14 mm, 110 × 17 mm, 115 × 23 mm, 115 × 26 mm, 115 × 29 mm ve 115 × 32 mm. Ergonomik açılı sapı, ameliyat asistanları için istikrarlı manuel

kaldıraç gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Kristeller Vajinal Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki obstetrik, jinekolojik ve ürojinekolojik ekiplere olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest