



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur trachéal Jackson à double extrémité

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur trachéal Jackson à double extrémité

SKU RM-JTR-DE-17-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	Longueur totale 17 cm, lames élancées incurvées à double extrémité	\$39
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$39

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur trachéal Jackson à double extrémité est un instrument essentiel en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie d'urgence, conçu spécifiquement pour offrir une efficacité de double rétraction lors des procédures de trachéotomie électives et urgentes. Conçu avec des lames incurvées contrastées aux extrémités opposées d'un manche central, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort du déplacement des tissus mous prétrachéaux à l'élévation directe des anneaux trachéaux sans changer d'outil.

Construit pour optimiser l'agilité opératoire, cette configuration de l'écarteur trachéal Jackson à double extrémité présente une longueur totale d'outil de 17 cm (\$39). Son architecture élancée, incurvée et à double extrémité est associée à une poignée centrale ergonomique conçue pour réduire la fatigue de la main de l'utilisateur tout en fournissant une contre-traction manuelle stable. Les extrémités de travail polies soutiennent confortablement les tissus cervicaux délicats et les marges trachéales, évitant les lacérations muqueuses accidentelles ou les fractures cartilagineuses lors de l'insertion du tube.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur trachéal Jackson à double extrémité selon des normes cliniques strictes, offrant une résistance élevée à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave pour les services d'ORL, les urgences et les centres de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest