



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Verstellbarer Mayfield-Adapter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

Verstellbarer Mayfield-Adapter

SKU RM-AMA-1

\$1,199 USD


KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Verstellbarer Mayfield-Adapter	Bietet eine sichere Montageplattform für Mayfield-Kopfhalterungssysteme an OP-Tischen ohne integrierte Aufnahmebohrungen
2	Verstellbare Endhalterungen	Fixieren den Adapter an den Seitenschienen des OP-Tisches und passen sich verschiedenen Tischbreiten an
Mehrere	Montagebohrungen	Ermöglichen die laterale Einstellung und flexible Positionierung der Schädelklemmen-Basiseinheit

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der verstellbare Mayfield-Adapter ist eine essenzielle Montagebrücke für Operationstische, die eine starre kraniale Fixierung an Tischen ohne werkseitige Schädelklemmen-Aufnahmen ermöglicht. Durch die Herstellung einer hochsicheren mechanischen Verbindung über die Zubehörschienen des Tisches gewährleistet dieser Adapter, dass Kopfhalterungssysteme ohne Spiel oder Verrutschen absolut stabil bleiben.

Ausgestattet mit schnell verstellbaren Teleskop-Endhalterungen deckt der verstellbare Mayfield-Adapter Tischbreiten von 21.375" bis 24.5" (54.3 cm bis 62.2 cm) mit formschlüssigen Seitenschienenklemmen ab. Die Plattform der Quertraube verfügt über mehrere präzisionsgebohrte Montageöffnungen, die es dem OP-Team ermöglichen, die Basiseinheit der Schädelklemme lateral anzupassen, um exzentrische Patientenpositionierungen, Parkbank-Lagerungen oder Seitenlagen zu unterstützen.

CNC-gefräst aus hochfesten Flugzeug-Metall- und Aluminiumlegierungen mit Harteloxal-Schutzschicht, liefert Retractor Maker den verstellbaren Mayfield-Adapter unsteril und voll autoklavierbar in einer exportgerechten Schutzbox mit hochdichten, maßgefertigten Schaumstoffeinlagen.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest