



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU RM-ANR-FO-1

\$149 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	6 ¼" (15.9 cm) Länge, 7,0 mm konkave Klinge, Lichtbündel
1	Universal-Lichtleiteradapter	Passend für Standard-Glasfaserkabel im OP
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic ist ein erstklassiger, beleuchteter Rhinoplastik-Retraktor, der für eine kristallklare, schattenfreie Ausleuchtung und Gewebehebung in tiefen intranasalen Korridoren entwickelt wurde. Durch die Kombination von anatomischer Retraktion mit einem integrierten Glasfaser-Lichtkanal eliminiert dieses Instrument Schattenwürfe durch OP-Leuchten und ermöglicht eine direkte Sicht auf die Osteotomiestelle und das knorpelige Septum.

Optimiert für den Arbeitsraum in engen Nasengängen, verfügt dieser Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic über eine Gesamtlänge von 6 ¼ Zoll (15.9 cm) und ein schlankes, 7,0 mm breites konkaves Klingenprofil. Die konkave Geometrie schafft zusätzlichen Spielraum für Osteotome, Raspeln und Saugkanülen, während der Nasenrückenlappen angehoben wird. Das Instrument verfügt über einen nahtlosen Glasfaser-Lichtleiter mit einem Universaladapter, der mit Standard-Lichtleitkabeln (Storz, ACMI, Wolf) kompatibel ist.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit hochtransmissiven optischen Fasern und einem blendfreien Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic unsteril und voll autoklavierbar aus. Dies garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit und brillante Ausleuchtung für anspruchsvolle ästhetische Nasenkorrekturen.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest