



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Kit d'écarteur Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kit d'écarteur Greenberg

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
2	Étaux primaires d'écarteur Greenberg	Fixation standard pour têtère (6 in / 152 mm) — se verrouille directement sur les montants Mayfield ou les supports de tête rigides
4	Étaux secondaires d'écarteur Greenberg	Fixation pour barre standard (12 in / 305 mm) — relie les barres primaires et secondaires pour construire le cadre extérieur
4	Bras d'écarteur longs Greenberg	Longueur 9.5 in (241 mm) — bras à friction articulés qui maintiennent et positionnent les valves d'écarteur
1	Repose-main Greenberg	Longueur 10 in (254 mm) — plateforme de soutien ergonomique pour stabiliser les mains du chirurgien
1	Plateau à compresses Greenberg	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — se monte sur le cadre pour maintenir les cotons/compresses imbibés de solution saline
1	Boîtier de stérilisation Greenberg	17 in × 10 in × 2.375 in — boîte de rangement perforée ultra-résistante
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur ¾ in × ¾ in (6 × 19 mm) — valve extra-large pour une large rétraction corticale
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur 5/32 in × 5/8 in (4 × 16 mm) — valve de largeur moyenne pour l'exposition lobaire et sous-temporale

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur $\frac{1}{8}$ in $\times$ $\frac{1}{2}$ in (3 $\times$ 13 mm) — valve standard pour l'accès interhémisphérique profond ou cisternal
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur $\frac{3}{32}$ in $\times$ $\frac{3}{8}$ in (2.4 $\times$ 9.5 mm) — valve effilée fine pour les passages étroits de la base du crâne
1	Valve d'écarteur malléable effilée Greenberg	9 in, Largeur $\frac{1}{16}$ in $\times$ $\frac{1}{4}$ in (1.6 $\times$ 6 mm) — micro-valve pour la rétraction nerveuse et vasculaire délicate

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le kit d'écarteur Greenberg offre un cadre fiable et hautement polyvalent pour les procédures neurochirurgicales délicates où une rétraction stable et à basse pression des structures cérébrales est primordiale. Conçu pour être monté directement sur les montants rigides du porte-tête, cette configuration établit un pont structurel adaptable au-dessus du site de craniotomie afin d'isoler les mouvements et de protéger l'anatomie neurovasculaire.

Équipé pour les interventions neurochirurgicales standard à complexes, ce kit d'écarteur Greenberg comprend deux étaux primaires de 6 pouces, quatre étaux de connexion secondaires de 12 pouces, quatre bras d'écarteur longs articulés de 9.5 pouces et un repose-main de 10 pouces pour stabiliser les mains du chirurgien. Le kit est complété par un plateau à compresses intégré et cinq valves d'écarteur malléables effilées à double extrémité, allant d'une largeur corticale large de 19 mm à des micro-valves de 1.6 mm.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), non magnétique, avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le kit d'écarteur Greenberg non stérile et entièrement autoclavable dans un boîtier de stérilisation perforé sur mesure de 17" $\times$ 10" $\times$ 2.375", garantissant une organisation complète du plateau et une rotation rapide.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest