



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2"

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2"

SKU RM-TNRB2-9IN-1

\$159 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2"	9" (22.86 cm) toplam uzunluk, geniş kavisli uç, entegre aspirasyon tüpü	\$159
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$159

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2", deep plane boyun germe, platismoplasti ve submentoplasti prosedürleri sırasında geniş yumuşak doku elevasyonu ve sürekli sıvı yönetimi sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş gelişmiş bir estetik cerrahi alettir. Anatomik geniş ağız yapısı ile tasarlanan bu alet, plastik cerrahların kalın servikal kutanöz flepleri fasyal sinirin marjinal mandibuler veya servikal dallarını sıkıştırmadan platisma kasından temiz bir şekilde ayırmasına ve kaldırmasına olanak tanır.

Sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunan bu Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2" konfigürasyonu, 9 inç (22.86 cm, \$159) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen uç geometrisi, vaskülarize flepleri fokal iskemik nekroza neden olmadan güvenli bir şekilde destekleyen atravmatik düz kenarlı geniş ve kavisli bir yapı içerir. Tek uçlu tasarım, derin submental tünellerdeki kanı ve elektrocerrahi dumanını anında temizleyen entegre dahili aspirasyon kanalı ile eşleştirilmiş açılı bir tutma koluna entegre edilmiştir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Talei Boyun Germe Ekartörü "Benetrator 2"yi fasyal rekonstrüktif cerrahinin en yüksek standartlarını karşılayacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki kozmetik ameliyathane ve ayakta cerrahi kliniklerine olağanüstü yapısal sertlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest