



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Brewster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Brewster

SKU RM-BRW-1

\$159 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Classe 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Classe 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Classe 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Classe 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Classe 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Brewster é um afastador cirúrgico manual adaptável, projetado especificamente para fornecer exposição confiável e antiderrapante de camadas profundas de tecidos moles, planos musculares e bordas de feridas. Projetado com uma haste robusta e uma lâmina distal anatomicamente contornada, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem contração contínua e firme sem esmagar margens de tecidos frágeis.

Construído para versatilidade cirúrgica em diversas profundidades anatômicas, a série de Afastadores Brewster apresenta cinco classes distintas de tamanhos de lâmina padronizados: Tamanho 'A' (6.3 × 4.7 cm, \$179), Tamanho 'B' (5.7 × 4.4 cm, \$174), Tamanho 'C' (5.1 × 3.5 cm, \$169), Tamanho 'D' (4.4 × 2.5 cm, \$164) e Tamanho 'E' (1.9 × 3.8 cm, \$159). Cada tamanho integra um lábio de retenção suave que se fixa firmemente atrás da fáscia e das margens musculares, evitando o deslizamento da lâmina e mantendo uma visão operatória clara.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Brewster para suportar tração mecânica pesada e ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia geral, plástica e ortopédica uma confiabilidade clínica duradoura.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)