



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Fémur Tipo Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Fémur Tipo Cobra

SKU RM-CSFR-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Fémur Tipo Cobra	Longitud de 11.75" (29.84 cm), hoja curva tipo cobra, punta de gancho grande	\$84
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual	\$84

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Fémur Tipo Cobra es un separador quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar una exposición profunda y sin concesiones de la diáfisis femoral y el fémur proximal durante reconstrucciones mayores de cadera y fijaciones de fracturas. Fabricado con una curva anatómica similar a la de una cobra, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos palanquear de manera fluida la musculatura gruesa de los cuádriceps e isquiotibiales lejos del corredor quirúrgico.

Diseñada para un desplazamiento robusto de tejidos profundos, esta configuración del Separador de Fémur Tipo Cobra presenta una longitud total de 11.75 pulgadas (29.84 cm, \$84). Su extremo de trabajo incorpora una punta de gancho grande y roma, diseñada específicamente para asentarse de forma segura alrededor de la corteza femoral posterior y medial sin deslizarse ni traumatizar los haces neurovasculares circundantes. El cuerpo ancho de la hoja distribuye la fuerza de palanca de manera uniforme, evitando el aplastamiento muscular focal durante la retracción intensa.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador de Fémur Tipo Cobra para resistir el inmenso torque ortopédico y los ciclos repetidos de autoclave hospitalario, ofreciendo una resistencia excepcional, resistencia a la corrosión y longevidad clínica para quirófanos de trauma y reemplazo articular.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest