



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Ross 大動脈弁レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ross 大動脈弁レトラクター

SKU RM-RAVR-25-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
サイズ #1 — $\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ " (approx. 16 $\times$ 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
サイズ #2 — $\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 13 $\times$ 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
サイズ #3 — $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1" (approx. 19 $\times$ 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
サイズ #4 — $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 19 $\times$ 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
サイズ #5 — 1 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 29 $\times$ 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
サイズ #6 — 1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 35 $\times$ 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89

製品詳細

Ross 大動脈弁レトラクターは、弁置換術や再建術において、大動脈弁尖および大動脈基部を安全かつ低侵襲に牽引するために特別に設計され、国際的に高く評価されている心臓血管外科用器具です。解剖学に基づいた曲線的なブレード面により、心臓血管外科医は繊細な弁尖を損傷することなく、大動脈弁輪、冠動脈口、および弁下組織を鮮明に観察できます。

臨床基準に基づいて構築されたこの Ross 大動脈弁レトラクターは、全長 25 cm (\$89) の構成により、助手の操作を術野外に保ちながら大動脈基部深部への到達を可能にします。最高品質の外科プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドで製作されており、ハンドル部には回転の安定性と滑り止め制御に優れた人間工学に基づくソリッドヘキサゴナルグリップを採用しています。外科医は、症例に合わせて6つのブレードサイズから選択可能です：サイズ #1 ($\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ "）、サイズ #2 ($\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ "）、サイズ #3 ($\frac{3}{4}$ " $\times$ 1")、サイズ #4 ($\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "）、サイズ #5 (1 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ "）、サイズ #6 (1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ "）。

反射を抑えたサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Ross 大動脈弁レトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の心臓外科センターや胸部手術室に、揺るぎない剛性、高い耐食性、そし

て優れた耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest