



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Digital Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Digital Meyerding

SKU RM-MFR-178-1

\$39 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	3 Pontas, Afiadas	Dimensões (Comprimento × Largura): 9.5 mm × 3.9 mm · Função Clínica Primária: Fixação dérmica antiderrapante e elevação de pequenos retalhos cutâneos · Preço (USD): \$39.00
1	Perfil Dentado	Dimensões (Comprimento × Largura): 3.1 mm × 6.3 mm · Função Clínica Primária: Exposição focada da bainha tendínea e fixação de margens fibrosas · Preço (USD): \$39.00
1	Perfil Dentado	Dimensões (Comprimento × Largura): 4.7 mm × 15.8 mm · Função Clínica Primária: Retração fascial intermediária e reconstrução de tendão · Preço (USD): \$39.00
1	Perfil Rombo	Dimensões (Comprimento × Largura): 3.1 mm × 9.5 mm · Função Clínica Primária: Retração neurovascular atraumática e exposição digital · Preço (USD): \$39.00
1	Perfil Rombo	Dimensões (Comprimento × Largura): 6.3 mm × 17.4 mm · Função Clínica Primária: Elevação ampla de tecidos moles e exposição de ligamentos da mão · Preço (USD): \$39.00
1	Luva Protetora / Caixa	Dimensões (Comprimento × Largura): Embalagem de Trânsito Padrão · Função Clínica Primária: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Digital Meyerding é um instrumento cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para proporcionar a elevação de retalhos cutâneos e a retração de tecidos moles de forma delicada e antiderrapante durante procedimentos de cirurgia da mão, plástica e cirurgia geral menor. Desenvolvido com uma haste ergonômica que conecta diversas extremidades de trabalho, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas mobilizem margens cutâneas e bainhas tendíneas de forma limpa, sem causar contusões por pressão localizada.

Construído com uma matriz de seleção altamente adaptável, este Afastador Digital Meyerding mantém um comprimento total de instrumento de 17.8 cm (\$39). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece perfis de corpo selecionáveis (Curto, Longo ou Curvo) e designações de modelo nos Estilos #1, #2, #3, #4, #5 e #6. As opções de tipo de lâmina abrangem: 3 Pontas Afiadas (9.5 × 3.9 mm de largura), Perfis Dentados (3.1 × 6.3 mm e 4.7 × 15.8 mm) e Perfis Rombos (3.1 × 9.5 mm e 6.3 × 17.4 mm). Seu cabo ergonômico garante alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Digital Meyerding para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade clínica completa para clínicas de cirurgia da mão e salas de cirurgia plástica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)