



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Hohmann de Hoja Cuadrada

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores Hohmann de Hoja Cuadrada

SKU RM-HRSB-1

\$74 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8 ½" (21.59 cm) — Perfil de hoja cuadrado, mango extra largo	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — Perfil de hoja cuadrada, mango extralargo	RM-HRSB-1-2	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores Hohmann de Hoja Cuadrada son instrumentos quirúrgicos ortopédicos especializados, diseñados específicamente para proporcionar un contacto óseo de superficie amplia y un potente desplazamiento muscular durante la reconstrucción articular y la fijación de fracturas. Diseñados con una cara de hoja cuadrada plana y ancha, estos separadores se asientan de forma segura sobre las cortezas de los huesos largos sin causar fracturas por presión localizada ni dañar el hueso osteoporótico frágil.

Construida para una ventaja mecánica superior, la serie de Separadores Hohmann de Hoja Cuadrada cuenta con un diseño de mango extralargo en todas sus versiones, lo que permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción sostenida manteniendo las manos fuera de la línea de visión. Los cirujanos pueden elegir entre dos longitudes totales distintas: 8 ½ inches (21.59 cm, \$74) y 9 ½ inches (24.13 cm, \$79). El perfil de hoja cuadrada se engancha firmemente detrás de los márgenes corticales, evitando el deslizamiento del tejido durante el fresado y la colocación de placas óseas vigorosas.

Mecanizados a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica los instrumentos Separadores Hohmann de Hoja Cuadrada para soportar el torque ortopédico pesado y los ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos quirúrgicos de trauma y reemplazo articular de todo el mundo una durabilidad y rendimiento clínico excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest