



製品パンフレット

Gorney Rake Retractor (ゴーニー・レイク・レトラクター)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gorney Rake Retractor (ゴーニー ・レイク・レトラク ター)

SKU RM-GRR-3IN-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
3 in (7.5 cm), 38 mm wide — 標準	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm 幅	RM-GRR-3IN-1-2	\$59

製品詳細

Gorney Rake Retractorは、フェイスリフト、ネックリフト、および軟部組織の再建手術において、確実に滑りのない皮弁挙上を実現するために設計され、世界的に高く評価されている形成・美容外科用レトラクターです。幅広の4本爪レイクヘッドを備えたこの器具は、外科医が広範な組織層に対して均一な手動カウンター・トラクションをかけることを可能にし、筋膜層の術野視認性を最大化しながら、局所的な組織損傷を防ぎます。

慎重な牽引を要する広範囲の組織向けに構築されたこのGorney Rake Retractorは、3インチ (7.5 cm)のブレード長と、広い表面接触面積を提供する38 mmのブレード幅を特徴としています。ワーキングエンドには、滑ることなく緻密な真皮や皮下組織を確実に把握するために精密に研ぎ澄まされた4本爪が配置されています。輪郭形成されたハンドルにより、長時間の剥離操作においてもアシスタントが疲労の少ない手動操作を行えるよう設計されています。

Retractor Makerは、医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテン・マット仕上げを施してGorney Rake Retractorを製造しています。繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる優れた耐食性、構造的剛性、およびオートクレーブ耐久性を備え、世界中の美容・形成・再建外科センターに提供されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest