



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sailer Yumuşak Doku Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sailer Yumuşak Doku Ekartörü

SKU RM-SSTR-15-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük — 15 cm, 7×25 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-1	\$39
Standart — 15 cm, 10×35 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-2	\$44
Orta-Büyük Boy — 15 cm, 12×55 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-3	\$49
Büyük — 15 cm, 14×70 mm bıçak	RM-SSTR-15-1-4	\$54
X-Large — 15 cm, 16×80 mm kanat	RM-SSTR-15-1-5	\$59

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sailer Yumuşak Doku Ekartörü, dar cerrahi koridorlarda güvenli, travmatik olmayan yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir ağız, çene-yüz ve yüz plastik cerrahisi ekartörüdür. Ultra pürüzsüz, kavisli bir çalışma ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahların mukoza kenarlarını, yanakları ve periost fleplerini, lokalize kontüzyonlara veya yırtılmalara neden olmadan kemik kesme frezlerinden ve osteotomlardan temiz bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanır.

Sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanma ile kusurlara karşı ömür boyu garanti sunan bu Sailer Yumuşak Doku Ekartörü konfigürasyonu, dar alanlarda manevra kabiliyeti için optimize edilmiş 15 cm (\$44) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bıçak geometrisi konfigürasyonu, yumuşak doku manipülasyonu sırasında gereksiz travmayı önlemek için tasarlanmış elde taşınan, tek uçlu pürüzsüz bir bıçak yapısı içerir. Ergonomik düz sapı, cerrahi asistanlara uzun süreli prosedürler boyunca sabit manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve dünya çapındaki ağız cerrahisi suitleri, diş implant kliniklerini ve maksillofasiyal merkezler için tam otoklav dayanıklılığı sunan Sailer Yumuşak Doku Ekartörü'nü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest