



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Autoestático Rigby

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Vaginal Autoestático Rigby

SKU RM-RSRVR-18-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Vaginal Autoestático Rigby	Comprimento total de 18 cm, lâminas lisas de 63.5 mm de profundidade, trava de cremalheira	\$69
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Autoestático Rigby é um afastador cirúrgico essencial para ginecologia e reconstrução pélvica, projetado especificamente para fornecer expansão estável e autônoma do canal vaginal durante procedimentos pélvicos menores e maiores. Projetado com braços autoestáticos de ação tipo tesoura, este instrumento mantém as paredes vaginais opostas afastadas sob tensão mecânica, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um corredor visual estático e amplo até o colo do útero.

Construído com um acabamento altamente polido para garantir um perfil de superfície liso e higiênico, esta configuração do Afastador Vaginal Autoestático Rigby apresenta um comprimento total da ferramenta de 18 cm. Produzido manualmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina incorpora lâminas de trabalho planas e lisas de 63.5 mm de profundidade, contornadas com margens arredondadas atraumáticas para evitar pinçamento ou laceração da mucosa. Seu conjunto de cabo incorpora anéis de empunhadura integrados a uma cremalheira mecânica de travamento multiposição que se fixa firmemente em larguras de abertura variáveis sem liberação acidental.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo nas interfaces de manuseio, a Retractor Maker produz o Afastador Vaginal Autoestático Rigby para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade clínica total para centros cirúrgicos ginecológicos e clínicas ambulatoriais em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest