



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Costelas Baby-Haight

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Costelas Baby-Haight

SKU RM-BHRS-52-1

\$289 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura Guia de Expansão Linear Ultraminiatura	Trilha deslizante microrranhurada construída para parâmetros cirúrgicos neonatais
2	Valvas Laterais Fenestradas Removíveis (Par 1)	Minivalvas de tecido de 9 mm x 10 mm projetadas para limitar a necrose por pressão
2	Valvas Laterais Fenestradas Removíveis (Par 2)	Minivalvas de tecido de 9 mm x 20 mm para corredores infantis mais profundos
1	Trava de Parafuso Micrométrico Integrada	Manípulo giratório de baixo perfil para controle de largura passo a passo
2	Braços de Extensão de Micropinça Ergonômicos	Perfis de cabo leves e aerodinâmicos com bordas externas lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Costelas Baby-Haight é um afastador cirúrgico cardiotorácico neonatal e pediátrico especializado, projetado especificamente para fornecer separação intercostal segura e gradual em caixas torácicas infantis extremamente frágeis. Desenvolvido com uma estrutura de guia de expansão linear microrranhurada, este instrumento permite que cirurgiões pediátricos distribuam as forças de distração mecânica com microprecisão passo a passo, eliminando a necrose por pressão focal e prevenindo fraturas costais durante cirurgias cardíacas congênitas.

Construído especificamente para atender aos parâmetros cirúrgicos neonatais, este conjunto completo de Afastador de Costelas Baby-Haight (\$289) oferece capacidade de canal de microexpansão de até 52 mm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema modular inclui quatro valvas laterais fenestradas removíveis (dois pares intercambiáveis), compreendendo o Par 1 medindo 9 mm × 10 mm para incisões neonatais superficiais e o Par 2 medindo 9 mm × 20 mm para corredores torácicos infantis mais profundos. A trava de parafuso integrada com manípulo giratório oferece controle de largura autoestático passo a passo, enquanto os braços de extensão de micropinças aerodinâmicos apresentam bordas externas lisas que protegem os tecidos moles circundantes.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Costelas Baby-Haight para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos centros cardíacos pediátricos, unidades cirúrgicas intensivas neonatais e hospitais infantis em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest