



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fomon Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fomon Retractor

SKU RM-FMR-17-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Standardkonfiguration — 17 cm Länge, 5 × 10 mm Kugelspitze, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	RM-FMR-17-1-1	\$44
Isolierte Ausführung — 17 cm Länge, 5 × 10 mm Kugelspitze, dielektrische Beschichtung	RM-FMR-17-1-2	\$54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fomon Retractor ist ein international anerkanntes Instrument für die Rhinoplastik und plastische Gesichtschirurgie, das speziell für die atraumatische Retraction von Weichgewebe und einen klaren visuellen Zugang in engen anatomischen Korridoren entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer ultraglatten, kugelförmigen Spitze, greift dieser Retractor sanft unter den Flügelknorpel und die Schleimhautauskleidungen und schützt empfindliches Gewebe vor Punctionen oder fokalen Drucktraumata.

Dieses Modell des Fomon Retractor wurde für eine optimale taktile Kontrolle während der Nasenumformung entwickelt und verfügt über eine Gesamtlänge von 17 cm (6.7 inches). Sein Arbeitsende besitzt ein spezielles 5 mm × 10 mm Kugelspitzen-Profil, das so konturiert ist, dass der Gegenzug gleichmäßig über den unteren Lateralknorpel und den Nasenflügelrand verteilt wird. Chirurgen können zwischen einer Standard-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)-Ausführung (\$44) und einer isolierten Ausführung (\$54) wählen, die mit einem langlebigen, nicht leitenden Polymer beschichtet ist, um angrenzende Haut- und Schleimhautränder während der aktiven Elektrochirurgie zu schützen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Fomon Retractor nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und

vollständige Autoklavierbarkeit für kosmetische, HNO- und rekonstruktive Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest