



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur cutané Moberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur cutané Moberg

SKU RM-MSR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
17 cm variante	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm Variante	RM-MSR-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur cutané Moberg est un écarteur chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une élévation sûre et atraumatique des lambeaux cutanés et le déplacement des tissus mous lors des interventions de chirurgie plastique, reconstructrice et de la main. Doté d'une lame de travail étroite et ultra-lisse, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir une visualisation claire des tendons sous-jacents et des nerfs digitaux sans écraser les marges dermiques délicates.

Conçue pour un contrôle tactile raffiné, cette série d'écarteurs Moberg est fabriquée à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique). Elle propose deux configurations de longueur et de lame distinctes : une variante d'une longueur totale de 17 cm (44 \$) dotée d'une lame de 5.0 mm de large × 17.0 mm de long pour les couloirs digitaux étroits, et une variante de 18 cm (49 \$) dotée d'une lame de 8.0 mm de large × 12.0 mm de long pour la rétraction de lambeaux plus larges. Les bords de lame aux contours lisses préviennent l'ischémie localisée, tandis que le manche plat ergonomique assure un levier manuel sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur cutané Moberg pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave pour les blocs de chirurgie plastique et les centres de traumatologie de la main du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest