



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Vascular Lobster System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Vascular Lobster System

SKU RM-VLS-1

\$2,699 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 2''$
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	$3\frac{1}{2}'' \times 2''$
1	Lobster Fence Swivel Retractor	$4'' \times 6''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	$2'' \times 6''$
2	Lobster Renal Swivel Retractor	$1'' \times 6''$
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	$\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$2'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	$3'' \times 6\frac{1}{2}''$
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	$2'' \times 5''$

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sterilization Box	—

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Vascular Lobster System, yüksek riskli açık vasküler girişimler sırasında güvenilir ve eller serbest ekarte sağlamak üzere tasarlanmış, masaya monte edilen çok yönlü bir cerrahi ekartördür. Dikey bir saha sütunu ve montaj klempini aracılığıyla ameliyat masası rayına rijit bir şekilde sabitlenen bu kendinden tutmalı platform, cerrahi yorgunluğu ortadan kaldırır ve hassas ana damarların yakınında çalışırken uçların kazara kaymasını önler.

Özellikle periferik vasküler ve abdominal aort erişimi için yapılandırılan Vascular Lobster System, düşük profilli bir Lobster yapısal çerçevesine ve sekiz adet hızlı kilitlenen ekartör klempine sahiptir. 10 parçalık döner uç seti; dar Renal ven ekartörleri, derin visseral Splanchnic uçlar (6"e kadar), koruyucu Fence uçlar, Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo ve damar duvarlarına makaslama yaralanması yapmadan uyum sağlayan delikli dövülebilir şeritler dahil olmak üzere hedeflenmiş tutma gücü sunar.

Her bileşen, pürüzsüz ve parlama önleyici saten kaplamalı, manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir. Retractor Maker, Vascular Lobster System'i steril olmayan şekilde ve özel sterilizasyon kutusu içinde tam otoklavlanabilir formda sunarak cerrahi tedarik zincirleri için hastane düzeyinde dayanıklılık ve tam izlenebilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest