



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Retractor (Standart)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Retractor (Standart)

SKU RM-SBR-1

\$2,499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bookwalter Field Post	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter Horizontal Bar	Standart
1	Bookwalter Post Coupler	Ağır Hizmet
1	Bookwalter Horizontal Flex Bar	1" Çap (2.5 cm)
2	Bookwalter Standard Ratchets	Eğilmez
7	Bookwalter Tilt Ratchet Mechanisms	Çok Açılı
1	Medium Oval Ring	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Medium Segmented Ring	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
2	Balfour Blades	2⅝" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
4	Kelly Blades	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
4	Kelly Blades	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
4	Kelly Blades	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
4	Kelly Blades	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
4	Kelly Blades	2" x 7" (5.1 x 17.8 cm)

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Malleable Blade	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Malleable Blades	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Sterilization Box	Delikli Düzenleyici Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Retractor Sistemi – Standart, majör açık abdominal prosedürler sırasında stabil, eller serbest ekartasyon sağlamak üzere tasarlanmış, masaya monte edilen kendinden tutmalı bir ekartördür. Modüler yapısı; saha direği, yatay destek bileşenleri, ekartör halkaları ve seçilen kanatları operasyon alanı çevresinde tutmak için ayarlanabilir cırcır mekanizmalarını bir araya getirir.

Standart konfigürasyon; orta boy oval halka, orta boy bölümlü halka, standart ve eğilebilir cırcır mekanizmaları ile Balfour, Kelly ve dövülebilir (malleable) kanat seçeneklerini içerir. Bookwalter Retractor, düzenli depolama ve işleme için özel delikli sterilizasyon kutusunda sunulur.

Bookwalter Retractor steril olmayan şekilde teslim edilir ve sağlık kuruluşunun onaylanmış prosedürlerine göre kullanımdan önce temizlenip sterilize edilecek şekilde tasarlanmıştır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest